

# ニトリルグローブ

耐久性抜群 & 左右兼用

大容量200枚入り

大学病院採用モデル

介護 & 食品 & 医療検査





【一般医療機器】

# ニトリル手袋

## 寸法

| SIZE | 全長     | 掌幅     |
|------|--------|--------|
| S    | 23cm   | 8.6cm  |
| M    | 23.5cm | 9.6cm  |
| L    | 23.5cm | 10.5cm |
| XL   | 24cm   | 11.5cm |



ブルー



ホワイト

届出番号: I 3B2X I 0459000002

## ・物性データー・

| 標準               | テスト                                       | 要件製品寸法合格                                                                                                                                                                                                 | 結果                                            |
|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ASTM<br>D6319-19 | ニトリルの標準仕様医療用検査用手袋<br>応用                   | (公差ギャップ間)<br>幅: 70<br>(±10mm)-XS<br>80mm(±10mm)-XS<br>95MM(±10mm)-S<br>110mm(±10mm)-M<br>120mm(±10mm)-XL<br>全長:220mm(最小)-S<br>およびXS230mm(最小)-M,L<br>およびXL厚さ:(すべてのサイズ)<br>指-0.05mm(最小)<br>手のひら-0.05mm(最小) | 合格                                            |
| ASTM<br>D412-16  | 加硫ゴムおよび熱可塑性樹脂の規格試験方法<br>エラストマー張力          | 物理的特性:エージング<br>前:引張強度:最小14MPa<br>伸び:最小500%<br>老化後:<br>引張強度:最小14MP                                                                                                                                        | 合格                                            |
| ASTM<br>D5151-19 | 医療用手袋の穴を検出するための標準試験方法                     | 2.5に合格                                                                                                                                                                                                   | 合格                                            |
| ASTM<br>D6124-06 | 医療用手袋の残留粉末の標準<br>試験方法                     | 残留粉末は仕様を満たしています<br>< 2.0mg/手袋                                                                                                                                                                            | 合格                                            |
| ASTM<br>D6978-05 | の標準ブラクティスの評価 医療の抵抗<br>化学療法による浸透への手袋<br>薬物 | 9種類の抗がん剤が一定時間手袋素材を浸透(透<br>過)することで評価                                                                                                                                                                      | 合格                                            |
| ISO10993-5       | 医療機器の生物学の評価<br>パート5:inのテスト体外細胞毒性          | in vitro細胞毒性に合格                                                                                                                                                                                          | 濃度100%で「重度」の<br>反応性を示し、濃度10%<br>では細胞毒性はありません。 |
| ISO10993-10      | 医療機器の生物学の評価Part10:<br>刺激性および 皮膚感作性試験      | 刺激性および感作性なし                                                                                                                                                                                              | 研究の条件下では、刺激<br>物または感作物質ではあ<br>りません。           |
| ISO10993-11      | 医療機器の生物学の評価-パート11: テスト全<br>身毒性            | 全身毒性なし                                                                                                                                                                                                   | テストの条件下では、全<br>身毒性ではありません。                    |

## ・化学療法薬テスト・

| 化学療法薬テスト                                                   | 最小突破検出時間    | 観査          |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| シスプラノ/シスプラン1.0mg/mL(1000ppm)                               | 240分後検出されない | わずかな膨張と劣化なし |
| シクロホスファミド(Cytosan)/シクロホスファミド(Cytosan)20mg/mL<br>(20000ppm) |             |             |
| ダカルバジン(DTIC)/ダカルバジン(DTIC)                                  |             |             |
| エトポシド(トポサル)エトポシド(トポサル)20mg/mL(20000ppm)                    |             |             |
| フルオロウラシル/フルオロウラシル50mg/mL(50000ppm)                         |             |             |
| パクリタキセル(タキソール)/パクリタキセル(タキソール)6.0mg/mL<br>(6000 p m)        |             |             |

**FUJI**MEDICAL  
SERVICE

株式会社富士メディカルサービス

**販売代理店：**