

パルスオキシメータ

大切な毎日の健康管理のために

PI値(灌流指標)機能がある医療機器認証製品

PI値(灌流指標)機能により指先の血流状態がわかり、
より正しい酸素飽和度を表示します。



POF-01

メーカー標準小売価格
¥8,980(税込)

医療機器認証製品

医療機器認証番号：303AKBZX00080000



仕様

商品名(型番)	パルスオキシメータ POF-01
分類	特定保守管理医療機器 クラス II
医療機器認証番号	303AKBZX00080000
測定方式	2波長吸光度法
表示部	有機 EL
表示項目	酸素飽和度(SpO ₂)、脈拍数(PR)、 灌流指標(PI: PerfusionIndex)、脈波信号レベル、
測定範囲	脈波波形、電池残量
測定精度	酸素飽和度: 35 ~ 100% 酸素飽和度: $\pm 2\%$ (90 ~ 100%)、 $\pm 3\%$ (70 ~ 90%) 規定なし(70% 未満) 脈拍: $\pm 1\%$ または $\pm 3\text{bpm}$ のいずれか大きい値
測定値更新間隔	15 秒以内
発生音	脈同期音
LED 波長	赤色光: 657 ~ 663nm、7mw 赤外光: 900 ~ 910nm、55mw
耐用期間	5年
電氣的定格 電源:	DC3V(単4アルカリ電池2本)
連続使用時間:	25時間
電磁両立性 EMC 規格:	IEC60601-1-2 に適合
機器の分類	電撃に対する保護の形式: 内部電源機器 電撃に対する保護の程度: BF 形装着部 水の侵入に対する保護の等級: IP22
寸 法	59mm(幅)×36mm(奥行)×34mm(高さ)
重 量	54g(電池を含む)

FUJIMEDICAL
SERVICE

製造販売元 株式会社富士メディカルサービス
〒123-0863 東京都足立区谷在家 1-19-7 スカイコートイレブン 2B 室
URL: <https://www.fuji-medicalservice.co.jp>

本品についてのお問い合わせは、販売店または下記にメールでお願いいたします。
fuji.shop@fuji-medicalservice.co.jp